





## Adaptory do pipet Socorex - do pipet Pasteura



Adaptory do pipet Socorex **umożliwiają korzystanie ze szklanych pipet Pasteura**. Wykonane z PVDF. Dedykowane do pipet Acura<sup>®</sup> manual 835 macro (0,2-2 ml, 0,5-5 ml), Calibra<sup>®</sup> digital 832 macro (0,2-2 ml), Acura<sup>®</sup> electro 936 macro (0,1-2 ml, 0,25-5 ml). Dostępne pojemności 2 i 5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	N-0781	Adapter do pipet Pasteura	2 ml	1-835-631
	N-0782	Adapter do pipet Pasteura	5 ml	1-835-633

### Opis

Adaptory do pipet szwajcarskiej firmy Socorex o pojemności 2 i 5 ml umożliwiają pracę ze szklanymi pipetami Pasteura i końcówkami sławkowymi. Wykonane z PVDF. Posiadają dwie uszczelki typu o-ring szczelnie przylegające do pipet. Umożliwia to prawidłowy montaż standardowych szklanych pipet Pasteura. Dzięki temu zapewniają wysoką jakość dozowania, czyniąc pracę bezpieczną i wiarygodną.

Adaptory są kompatybilne z pipetami: Acura<sup>®</sup> manual 835 macro (0,2-2 ml, 0,5-5 ml), Calibra<sup>®</sup> digital 832 macro (0,2-2 ml), Acura<sup>®</sup> electro 936 macro (0,1-2 ml, 0,25-5 ml).