



Okrągłe filtry bibułowe - typ 15A

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Szt./Op. |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|----------|
| | B-2163 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 55 mm | 100 szt. |
| | B-2164 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 70 mm | 100 szt. |
| | B-2165 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 90 mm | 100 szt. |
| | B-2166 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 110 mm | 100 szt. |
| | B-2167 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 125 mm | 100 szt. |
| | B-2168 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 150 mm | 100 szt. |
| | B-2169 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 185 mm | 100 szt. |
| | B-2170 | Okrągłe filtry bibułowe, typ 15A o śr. 240 mm | 100 szt. |

Opis

Okrągłe filtry bibułowe do analizy ilościowej. Wykonane w całości z celulozy. **Pozostałość popiołu** poniżej 0,007%. **Typ 15A.**
Grubość: 0,14 mm. **Czas filtracji:** 180 s. **Gramatura:** 84 g/m². **Retencja:** 2-3 μm.