



Filtry ochronne do pipet Socorex



Filtry do pipet Socorex Acura[®]. Filtry chroniące przed kontaminacją próbki, bądź zanieczyszczeniem pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do pipet	Materiał	Wymiary	Pojemność	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0896	Filtry do pipet Socorex	Socorex Calibra [®] digital	Celuloza	7 x 22 mm	2 ml	322-02	250 szt.
	N-0897	Filtry do pipet Socorex	Socorex Acura [®] manual i Acura [®] electro	PP	20 x 7,5 mm	2 ml, 5 ml	322-05	50 szt.
	N-0898	Filtry do pipet Socorex	Socorex Calibra [®] digital, Acura [®] manual i Acura [®] electro	PP	30 x 10,5 mm	10 ml	322-10	50 szt.

Opis

Filtry przeznaczone do pipet Socorex Acura[®] są wymienne, niesterylne, nie mogą być sterylizowane w autoklawie. Chronią przed przelaniem cieczy lub zanieczyszczeniem pipety aerozolem.

Wykonane z celulozy filtry N-0896 pasują do pipet Calibra[®] digital 832 o poj. 2 ml. Filtry ochronne wykonane z polipropylenu N-0897 są przeznaczone do pipet z serii Acura[®] manual 835 oraz Acura[®] electro 936 o poj. 2 ml i 5 ml. Natomiast N-0898 są odpowiednie do modeli Calibra[®] digital 832, Acura[®] manual 835 oraz Acura[®] electro 936 o poj. 10 ml.

Filtry ochronne do pipet Socorex pakowane są po 250 szt.