





Puste pudełka tipfill™ na końcówki Qualitix®



Pudełka systemu tipfill™ z pustym statywem w zestawie. Przeznaczone do przeładowywania i przechowywania końcówek Qualitix® firmy Socorex. Wielokrotnego użytku z zamknięciem. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do końcówek	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0881	Puste pudełka do systemu tipfill	10/200 µl	3070-0210ER	10 szt.
	N-0883	Puste pudełka do systemu tipfill	1000 µl	3070-1000ER	6 szt.

Opis

Pudełka na końcówki Qualitix® wielokrotnego użytku. **Autoklawowalne**. Służą do przeładowywania i przechowywania końcówek Qualitix® eliminując źródło i ryzyko zanieczyszczenia. W zależności od modelu mogą pomieścić 96 końcówek o pojemności 10 µl/200 µl lub 1000µl. Przeznaczone wyłącznie do końcówek firmy Socorex. [Kończówki należy zamawiać osobno.](#)