










Końcówki do pipet Qualitix® z filtrem



Końcówki do pipet Qualitix® w statywach z filtrem. **Sterylnie. Wolne od DNaz i RNaz, apirogenne.** Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Produkowane w Szwajcarii.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Typ | Pojemność | Kolor | Długość | Stopień czystości | Nr producenta | Rodzaj pak. | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
|  | N-0841 | Końcówki do pipet Qualitix® | ultra-micro | 0,1-10 µl | bezbarwny | 31,4 mm | sterylnie | 3090-0010FRS | statyw | 12 x 96 szt. |
|  | N-0842 | Końcówki do pipet Qualitix® | wydłużone | 0,1-10 µl | bezbarwny | 38,1 mm | sterylnie | 3020-0010FRS | statyw | 10 x 96 szt. |
|  | N-0843 | Końcówki do pipet Qualitix® | uniwersalne | 0,1-20 µl | bezbarwny | 49,6 mm | sterylnie | 3080-0020FRS | statyw | 10 x 96 szt. |
|  | N-0844 | Końcówki do pipet Qualitix® | uniwersalne | 0,1-100 µl | bezbarwny | 49,6 mm | sterylnie | 3080-0100FRS | statyw | 10 x 96 szt. |
|  | N-0845 | Końcówki do pipet Qualitix® | uniwersalne | 0,1-200 µl | bezbarwny | 51,2 mm | sterylnie | 3070-0200FRS | statyw | 10 x 96 szt. |
|  | N-0846 | Końcówki do pipet Qualitix® | wydłużone | 0,1-200 µl | bezbarwny | 83,8 mm | sterylnie | 3080-0200LFRS | statyw | 6 x 96 szt. |
|  | N-0847 | Końcówki do pipet Qualitix® | uniwersalne | 0,1-300 µl | bezbarwny | 58,8 mm | sterylnie | 308-0300FR | statyw | 10 x 96 szt. |
|  | N-0848 | Końcówki do pipet Qualitix® | uniwersalne | 50-1000 µl | bezbarwny | 88,9 mm | sterylnie | 3070-1000FRS | statyw | 6 x 96 szt. |

Opis

Końcówki do pipet Socorex w statywach. Końcówki Qualitix® **posiadają filtr** o wysokiej gęstości zapobiegania skażeniu aerozolem. Optymalne dopasowanie do pipet zapewnia doskonałą szczelność oraz precyzyjne osadzenie końcówki na stożku pipety. Wykonane z wysokiej jakości czystego niezawierającego metalu polipropylenu. Oferowane w wersji **sterylnej**. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych producentów.