



Pojemniki szklane Duran - z pokrywą i przewężeniem



Pojemniki Duran z przewężeniem doskonale do przechowywania i transportu próbek. Dostarczane w komplecie z pokrywką. Wykonane ze szkła borokrzemowego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Pojemność
	G-4026	Pojemnik szklany Duran z pokrywą i przewężeniem	60 mm	35 mm	70 ml
	G-4027	Pojemnik szklany Duran z pokrywą i przewężeniem	103 mm	55 mm	250 ml
	G-4028	Pojemnik szklany Duran z pokrywą i przewężeniem	121 mm	64 mm	500 ml

Opis

Pojemnik Duran z przewężeniem jest wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3. Przeznaczony do przechowywania i transportu próbek. Dostarczany w komplecie z pokrywką, która zwiększa bezpieczeństwo transportu i chroni wnętrze słoja przed zabrudzeniem. Wszystkie modele są zgodne z normą DIN 12340. Napisy są naniesione za pomocą białej, wypalanej, trwałej ceramiki.