











## Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding



Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding **wykonane są z bezsilikonowej żywicy, zmniejszającej przyczepność powierzchni**, aby zapewnić **maksymalny odzysk cieczy**. Idealne do badań proteomicznych i dokładnego obchodzenia się z wszelkimi lepkiemi cieczami. Dostępne w sterylnych lub niesterylnych stojakach. Statywy i końcówki można sterylizować w autoklawie. Produkt szwajcarski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kolor	Długość	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-0851	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	31,4 mm	niesterylne	3090-0010PR	12 x 96 szt.
	N-0852	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	31,4 mm	sterylne	3090-0010PRS	12 x 96 szt.
	N-0853	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	38,1 mm	niesterylne	3020-0010PR	10 x 96 szt.
	N-0854	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	ultra-micro	0,1-10 µl	bezbarwne	38,1 mm	sterylne	3020-0010PRS	10 x 96 szt.
	N-0855	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwne	49,6 mm	niesterylne	3070-0200PR	10 x 96 szt.
	N-0856	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	uniwersalne	0,1-200 µl	bezbarwne	49,6 mm	sterylne	3070-0200PRS	10 x 96 szt.
	N-0857	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwne	88,9 mm	niesterylne	3070-1000PR	6 x 96 szt.
	N-0858	Końcówki do pipet Qualitix® Low Protein Binding	uniwersalne	50-1000 µl	bezbarwne	88,9 mm	sterylne	3070-1000PRS	6 x 96 szt.

### Opis

Końcówki Qualitix® Low Protein Binding **wykonane z bezsilikonowej żywicy** zmniejszającej przyczepność powierzchni (wolnej od metali i niecytotoksycznej), aby zapewnić **maksymalny odzysk cieczy**. Najlepiej nadają się **do badań proteomicznych** i dokładnego obchodzenia się z wszelkimi **lepkiemi cieczami**. Dostępne w sterylnych lub niesterylnych stojakach. Statywy i końcówki **można sterylizować w autoklawie**. W razie potrzeby sterylne końcówki można autoklawować. Posiadają certyfikat. Produkt szwajcarski.