



## Filtry do strzykawkow z obudow z PP - niesterylne - r. membrany 25 mm

Niesterylne filtry do strzykawkow z membran z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF suz do saczenia roztworow wodnych jak i organicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	r. porow	r. membrany	Kolor	Stopie czystoci	Szt./Op.
	B-1848	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	CA	0,22 m	25 mm	jasnoszary	niesterylne	100 szt.
	B-1849	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	CA	0,45 m	25 mm	szary	niesterylne	100 szt.
	B-1850	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	RC	0,20 m	25 mm	pomaraczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1851	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	RC	0,45 m	25 mm	czerwony	niesterylne	100 szt.
	B-1852	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	nylon (PA)	0,20 m	25 mm	zoly	niesterylne	100 szt.
	B-1853	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	nylon (PA)	0,45 m	25 mm	jasnopomaraczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1854	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	PTFE	0,20 m	25 mm	purpurowy	niesterylne	100 szt.
	B-1855	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	PTFE	0,45 m	25 mm	liliowy	niesterylne	100 szt.
	B-1856	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	PVDF	0,20 m	25 mm	fioletowy	niesterylne	100 szt.
	B-1857	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	PVDF	0,45 m	25 mm	niebieski	niesterylne	100 szt.
	B-1818	Filtry strzykawkowe z obudow z PP	PES	0,20 m	25 mm	niebieski	niesterylne	100 szt.

### Opis

Niesterylne filtry do strzykawkow z membran z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF suz do saczenia roztworow wodnych jak i organicznych.

**rednica membrany:** 25 mm.

Obudowa saczka wykonana z polipropylenu. Kolorowe piercienie obudowy ulatwiają wybor odpowiedniego saczka.

**Maks. obj. probki:** od 10 do 100 ml.

**Pojemno martwa:** mniej ni 70 l.

**Poj. filtra:** 0,6 ml.

**Ciśnienie maks.:** 7 bar.

**Pow. filtracyjna:** 0,314 cm<sup>2</sup>.

**Połączenie wlot/wylot:** Luer-Lock / Luer.