













Filtry do strzykawkow z obudow z PC - niesterylne - r. membrany 30 mm

Niesterylne filtry do strzykawkow z membran z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF suj do saczenia roztworow wodnych jak i organicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	r. porow	r. membrany	Kolor	Stopie czystoci	Szt./Op.
	B-1868	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	CA	0,20 μm	30 mm	jasnoszary	niesterylne	100 szt.
	B-1869	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	CA	0,45 μm	30 mm	szary	niesterylne	100 szt.
	B-1870	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	RC	0,20 μm	30 mm	pomaraczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1871	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	RC	0,45 μm	30 mm	czerwony	niesterylne	100 szt.
	B-1872	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	nylon (PA)	0,20 μm	30 mm	zolyty	niesterylne	100 szt.
	B-1873	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	nylon (PA)	0,45 μm	30 mm	jasnopomaraczowy	niesterylne	100 szt.
	B-1874	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	PTFE	0,20 μm	30 mm	purpurowy	niesterylne	100 szt.
	B-1875	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	PTFE	0,45 μm	30 mm	liliowy	niesterylne	100 szt.
	B-1876	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	PVDF	0,20 μm	30 mm	fioletowy	niesterylne	100 szt.
	B-1877	Filtry strzykawkowe z obudow z PC	PVDF	0,45 μm	30 mm	niebieski	niesterylne	100 szt.

Opis

Niesterylne filtry do strzykawkow z membran z AC, RC, Nylonu, PTFE oraz PVDF suj do saczenia roztworow wodnych jak i organicznych.

rednica membrany: 30 mm.

Obudowa saczka wykonana z poliweglanu. Kolorowe piercienie obudowy uatwiają wybr odpowiedniego saczka.

Maks. obj. probki: powyzej 100 ml.

Pojemno martwa: mniej ni 170 μl .

Poj. filtra: 0,864 ml.

Cinienie maks.: 8 bar.

Pow. filtracyjna: 0,490 cm².

Połączenie wlot/wylot: Luer-Lock / Luer .