



Pipety pomiarowe z tłokiem - 1 ml - 50 ml

HIRSCHMANN[®]

Szklane pipety pomiarowe z tłokiem. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział kreskowy. Punkt zerowy na górze. Odpływ częściowy. Kolorowy przycisk. Delikatna końcówka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka
	N-1593	Pipeta pomiarowa z tłokiem	1 ml	0,01 ml
	N-1594	Pipeta pomiarowa z tłokiem	2 ml	0,02 ml
	N-1595	Pipeta pomiarowa z tłokiem	5 ml	0,05 ml
	N-1596	Pipeta pomiarowa z tłokiem	10 ml	0,1 ml
	N-1598	Pipeta pomiarowa z tłokiem	20 ml	0,1 ml
	N-1597	Pipeta pomiarowa z tłokiem	25 ml	0,1 ml
	N-1599	Pipeta pomiarowa z tłokiem	50 ml	0,2 ml

Opis

Szklane pipety pomiarowe z tłokiem. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział kreskowy. Punkt zerowy na górze. Odpływ częściowy. Kolorowy przycisk. Delikatna końcówka.