

## Pipety enzymatyczne - o poj. 2 ml - 10 ml

Pipety enzymatyczne wykonane ze szkła. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Kod koloru. Cienka końcówka. 10 sztuk w opakowaniu.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Szt./Op.
—	E-1602	Pipeta enzymatyczna	2 ml	0,01 ml	10 szt.
—	E-1603	Pipeta enzymatyczna	5 ml	0,05 ml	10 szt.
—	E-1604	Pipeta enzymatyczna	10 ml	0,1 ml	10 szt.

### Opis

Pipety enzymatyczne wykonane ze szkła. Brązowa podziałka. Klasa B. Podział liniowy. Punkt zerowy na górze. Kod koloru. Cienka końcówka. 10 sztuk w opakowaniu.