



Okrągły stojak na 94 pipety



Niebieski, okrągły stojak wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania do 94 pipet. Z możliwością autoklawowania do 121°C. Dla oszczędności miejsca dostarczany w stanie zdemontowanym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-3115	Stojak z PP, okrągły, na 94 pipety

Opis

Niebieski, okrągły stojak wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania do 94 pipet. Z możliwością autoklawowania do 121°C. Dla oszczędności miejsca dostarczany w stanie zdemontowanym.