



## Klipsy zamykające Spectra/Por<sup>®</sup> do membran do dializy

Mały klips zamykający do membran do dializy lub do małych torebek z tworzywa sztucznego. Wykonany z PP. Z zatrzaskiem. Autoklawowalny. Unosi się na powierzchni wody. Nie należy stosować do membran wykonanych z CE (estry celulozy) lub PVDF.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość zamknięcia	Dł. całk.	Szt./Op.	Nr producenta
	2-2099	Klipsy zamykające Spectra/Por <sup>®</sup>	pomarańczowe	12 mm	25 mm	10 szt.	132734

### Opis

Mały klips zamykający do membran do dializy lub do małych torebek z tworzywa sztucznego. Wykonany z PP. Z zatrzaskiem. Autoklawowalny. Unosi się na powierzchni wody. Nie należy stosować do membran wykonanych z CE (estry celulozy) lub PVDF.

**Szerokość:** 10,5 mm.

**Dł. zamknięcia:** 12 mm.

**Dł. całkowita:** 25 mm.

**Zakr. temp.:** od 0°C do +121 °C.