



**Butelki laboratoryjne z LDPE z zakrętką z PP - z wąską szyją - poj. 8 ml - 1000 ml**



Butelki laboratoryjne Nalgene™ z wąską szyją wykonane z LDPE. Dostarczane z zakrętką z PP. Bardzo dobrze sprawdzają się do przechowywania i transportowania próbek oraz płynów. Wytrzymałe, mogą być przechowywane w zamrażarce. Pojemność od 8 ml do 1 l. W zależności od modelu pakowane po 12 lub 6 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	N-7201	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	8 ml	20-415	12 szt.
	N-7202	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	15 ml	20-415	12 szt.
	N-7203	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	30 ml	20-415	12 szt.
	N-7204	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	60 ml	20-415	12 szt.
	N-7205	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	125 ml	24-415	12 szt.
	N-7206	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	250 ml	24-415	12 szt.
	N-7207	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	500 ml	28-415	12 szt.
	N-7208	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	500 ml	38-430	12 szt.
	N-7209	Butelki laboratoryjne z LDPE	z wąską szyją	bezbarwne	1000 ml	38-430	6 szt.

**Opis**

Butelki laboratoryjne Nalgene™ z wąską szyją wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z zakrętkami z polipropylenu (PP). Bardzo dobra odporność chemiczna na działanie większości kwasów, zasad oraz alkoholi sprawia, że butelki są doskonałe do transportu cieczy. Znajdą zastosowanie przy przechowywaniu odczynników chemicznych, standardów czy wody destylowanej. Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, co gwarantuje niską zawartość substancji wymywalnych i ekstrahowalnych, które mogłyby zanieczyścić przechowywaną próbkę. Bardzo niska zawartość metali śladowych sprawia, że butle laboratoryjne Nalgene™ idealnie sprawdzają się w analizie metali śladowych.

Butelki Nalgene z LDPE mogą być używane do długotrwałego przechowywania próbek w zamrażarce, ponieważ wytrzymują

temperaturę tak niską jak  $-100^{\circ}\text{C}$ . Polipropylenowe zakrętki zapewniają szczelne zamknięcie bez konieczności używania sept. Butle są bezbarwne, co ułatwia śledzenie poziomu cieczy i ocenę zawartości.

Dostępne modele w różnych pojemnościach – od 8 ml do 1000 ml. Pakowane po 12 sztuk lub po 6 szt. w przypadku butelek o poj. 1000 ml.