




Płaskie klipsy zamykające Mediclips do membran do dializy

MEDICELL
Membranes

Płaskie klipsy zamykające (ściskające) do membran do dializy lub do małych torebek z tworzywa sztucznego. Wykonane ze wzmocnionego PPF. Pływające. Z zatrzaskiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Długość zamknięcia	Dł. całk.	Szt./Op.
	2-2098	Klipsy zamykające Mediclips	niebieskie	44 mm	52,5 mm	10 szt.

Opis

Płaskie klipsy zamykające (ściskające) do membran do dializy lub do małych torebek z tworzywa sztucznego. Wykonane ze wzmocnionego PPF. Unoszą się na powierzchni wody. Z zatrzaskiem. Autoklawowalne.

Szerokość: 11,5 mm.

Dł. zamknięcia: 44 mm.

Dł. całkowita: 52,5 mm.