




Mieszadło magnetyczne Variomag[®] Poly 15

thermo scientific

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne z **napędem indukcyjnym. Wielostanowiskowe**. Przeznaczone np. na 15 zlewek 250 ml lub 6 kolb Erlenmeyera 1000 ml. **Łagodny rozruch**. Posiada **cyfrowy wskaźnik** prędkości obrotowej. Obudowa ze stali szlachetnej z **powłoką proszkową**.

Dla wycofanego mieszadła Variomag[®] Poly 15 dostępny jest zamiennik firmy [2mag MIX 15 Eco \(M-9115\)](#).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa
	K-2958	Mieszadło mag. Variomag [®] Poly 15	130-1000 obr./min

Opis

Wyjątkowo płaskie mieszadło magnetyczne z **napędem indukcyjnym. Wielostanowiskowe**. Przeznaczone np. na 15 zlewek 250 ml lub 6 kolb Erlenmeyera 1000 ml. **Łagodny rozruch**. Posiada **cyfrowy wskaźnik** prędkości obrotowej. Obudowa ze stali szlachetnej z **powłoką proszkową**.

Objętość mieszanej próbki na jednym stanowisku od 1 do 800 ml.

Moc mieszania: 10 W.

Zakres prędkości obrotowej: 130 do 990 obr./min.

Dopuszczalna temperatura otoczenia: -10°C do +40°C przy wilgotności powietrza 95%.

Wymiary: 240 x 420 x 35 mm (szer. x gł. x wys.).

Zasilanie: 230 V / 50 Hz.