



Filtry nakręcane na butelkę z membraną SFCA



Nabutelkowe filtry z membraną SFCA. Pasują na butelki o śr. gwintu 45 mm. Wyposażone w szczelną nakrętkę. Kodowane kolorem żółtym, sterylne, niecytotoksyczne, niepirogenne. Z podziałką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Poj. lejka	Stopień czystości	Szt./Op.
	N-2117	Filtry nabutelkowe Rapid-Flow	SFCA	0,20 µm	50 mm	150 ml	sterylne	12 szt.
	N-2118	Filtry nabutelkowe Rapid-Flow	SFCA	0,45 µm	50 mm	150 ml	sterylne	12 szt.
	N-2119	Filtry nabutelkowe Rapid-Flow	SFCA	0,20 µm	75 mm	500 ml	sterylne	12 szt.
	N-2120	Filtry nabutelkowe Rapid-Flow	SFCA	0,45 µm	75 mm	500 ml	sterylne	12 szt.
	N-2121	Filtry nabutelkowe Rapid-Flow	SFCA	0,20 µm	90 mm	1000 ml	sterylne	12 szt.

Opis

Nabutelkowe filtry z membraną SFCA. Pasują na butelki o śr. gwintu 45 mm. Wyposażone w szczelną nakrętkę. Kodowane kolorem żółtym, sterylne, niecytotoksyczne, niepirogenne. Z podziałką.