





Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki Bottle-Top 1000 ml

CORNING

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Pasują do butelek o szerokości szyjki 45 mm. Możliwość wyboru dwóch różnych typów membran (PES – polieterosulfon, CA – octan celulozy). Wszystkie filtry są sterylne, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. porów	Śr. membrany	Śr. szyjki	Poj. lejka	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	N-4204	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	PES	0,22 μm	90 mm	45 mm	1000 ml	sterylne	431174	12 szt.
	N-4206	Zestaw nasadek filtracyjnych na butelki	CA	0,22 μm	90 mm	45 mm	1000 ml	sterylne	430015	12 szt.

Opis

Nasadki mogą być używane w połączeniu z butelkami ze szkła lub polistyrenu. Pasują do butelek o szerokości szyjki 45 mm. Możliwość wyboru dwóch różnych typów membran (PES – polieterosulfon, CA – octan celulozy). Wszystkie filtry są **sterylne**, certyfikowane i wolne od pirogenów. W zestawie pojemnik do napełniania oraz butelka z polistyrenu z kolorowym adapterem na szyjkę, wykonanym z polietylenu.
 Średnica filtra: 90 mm.