



Automatyczne biurety Schillinga - przezroczyste - z paskiem Schellbacha



Automatyczne biurety Schillinga wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. W zestawie z podstawką i butelką z PE. Podziałka w kolorze niebieskim z paskiem Schellbacha. Zero ustawione na stałe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Podziałka	Poj. butelki
	E-1559	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	5 ml	0,05 ml	500 ml
	E-1560	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	10 ml	0,05 ml	500 ml
	E-1561	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	15 ml	0,1 ml	500 ml
	E-1562	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	25 ml	0,1 ml	1000 ml
	E-1563	Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha	50 ml	0,1 ml	1000 ml

Opis

Automatyczne biurety Schillinga wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego 3.3. W zestawie z podstawką i butelką z PE. Podziałka w kolorze niebieskim z paskiem Schellbacha. Zero ustawione na stałe.