



Pojemniki z PS na próbki - zakrętką - poj. 200 ml

Kartell

Pojemniki na próbki o poj. 200 ml wykonane z przezroczystego polistyrenu. W wersji niesterylnej pakowane w worek, w sterylnej pakowane indywidualnie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor zakrętki | Pojemność | Wymiary | Stopień czystości | Rodzaj pak. | Szt./Op. |
|-----------|---------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------|
| | M-5383 | Pojemniki z PS z zakrętką z PP | niebieska | 200 ml | 66 x 85,5 mm | niesterylne | worek | 500 szt. |
| | M-5384 | Pojemniki z PS z zakrętką z PP | czerwona | 200 ml | 66 x 85,5 mm | sterylne | pak. ind. | 200 szt. |

Opis

Pojemniki na próbki firmy Kartell wykonane z wysokiej jakości polistyrenu z zakrętkami z PP. W wersji niesterylnej (niebieska zakrętka) pakowane są w worek zawierający 500 sztuk. W wersji sterylnej (czerwona zakrętka) wyposażone dodatkowo w naklejkę ułatwiającą opisywanie i oznaczanie próbek. Sterylne pojemniki Kartell M-3854 są pakowane indywidualnie. Dostępne w opakowaniu zbiorczym zawierającym 200 szt.

Pojemniki z PS na próbki o poj. 200 ml znajdują zastosowanie do przechowywania i transportu próbek, w tym próbek biologicznych.