



## Statyw R 2722 do mieszadeł Eurostar



Stabilne, solidne statyw z podstawa w kształcie litery H. Wyposażone w śrubę regulacyjną, umożliwiającą prawidłowe wypoziomowanie mieszadła nawet na nierównej powierzchni. Dodatkowo, model R 2723 posiada możliwość regulacji wysokości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-0088	Statyw R 2722 do mieszadeł serii Eurostar digital	0001412000
	K-4589	Statyw teleskopowy R 2723	0001412100

### Opis

Stabilny, solidny statyw R 2722 charakteryzuje podstawa w kształcie litery H. Wyposażony w śrubę regulacyjną, umożliwiającą prawidłowe wypoziomowanie mieszadła nawet na nierównej powierzchni.

**Średnica pręta:** 34 mm

**Wymiary:** 460 mm x 420 mm

**Wysokość:** 1010 mm

**Maksymalne obciążenie:** 10 kg

Drugi z modeli to R 2723. Jest to stabilny statyw teleskopowy. Jego wysokość można regulować w zakresie od **620 mm** do **1010 mm**. Umożliwia do dodatkowy pręt statywu ze sprężyną gazową. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania unoszenie i opuszczanie nawet bardzo ciężkich urządzeń przebiega płynnie. Podobnie jak K-0088, statyw R 2723 został wyposażony w śrubę, która ułatwiająca jego prawidłowe wypoziomowanie na powierzchni stołu laboratoryjnego.

**Średnica pręta:** 34 mm

**Wymiary (szer. x gł.):** 460 mm x 420 mm

**Wysokość:** 620 mm – 1010 mm

**Maksymalne obciążenie:** 10 kg