



Sitka w zestawie



Mikrositka z PP w zestawie złożonym z:

- 4 wymiennych zamocowań sitka;
- 4 pierścieni mocujących sitko;
- 1 pojemnika zbiorczego;
- 1 dokładnie dopasowanej pokrywki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	6-2380	Zestaw sitek z wkładkami sitkowymi - komplet/4 szt.
	6-2381	Zapasowe wkładki sitkowe, 8 rozmiarów - komplet/8 szt.
	6-2382	Zestaw sitek bez wkładek sitkowych - komplet/4 szt.

Opis

Mikrositka w zestawie. Wykonane z PP.

Zestaw składa się z:

- 4 wymiennych zamocowań sitka;
- 4 pierścieni mocujących sitko;
- 1 pojemnika zbiorczego;
- 1 dokładnie dopasowanej pokrywki.

Zamocowania można z łatwością rozkręcać w celu wymiany sitka lub czyszczenia.

Wymiary zewnętrzne: śr. 73 mm, wys. 164 mm.

Zestaw zawiera wkładki sitkowe z brązu fosforowego w 8 rozmiarach: 25, 35, 45, 60, 80, 120, 170 i 230 Mesh.

Wymiary poszczególnych sitek w zamocowaniach: śr. 51 mm, wys. 29 mm.

Maksymalna objętość próbki: ok. 60 cm³.