



## Mikromieszadła magnetyczne w zestawie, w pudełkach

Zestaw 9 kolorowych mikromieszadełek magnetycznych o różnych rozmiarach, w powłoce z PTFE. Kolory: czerwony, niebieski, żółty. Dostarczane w pojemnikach do przechowywania, dopasowanych kolorystycznie do mieszadełek. Każdy pojemnik zawiera po 1 sztuce z następujących trzech rozmiarów: 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                 | Kolor                      | Wymiary                        | Szt./Op. |
|-----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------|
|           | 6-1997  | Mikromieszadła magnetyczne w zestawie | czerwony, niebieski, żółty | 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm. | 9 szt.   |

### Opis

Zestaw 9 kolorowych mikromieszadełek magnetycznych o różnych rozmiarach, w powłoce z PTFE. Kolory: czerwony, niebieski, żółty. Dostarczane w pojemnikach do przechowywania, dopasowanych kolorystycznie do mieszadełek. Każdy pojemnik zawiera po 1 sztuce z następujących trzech rozmiarów: 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.