




## Mikromieszadła magnetyczne w zestawie, w pudełkach

Zestaw 9 kolorowych mikromieszadełek magnetycznych o różnych rozmiarach, w powłoce z PTFE. Kolory: czerwony, niebieski, żółty. Dostarczane w pojemnikach do przechowywania, dopasowanych kolorystycznie do mieszadełek. Każdy pojemnik zawiera po 1 sztuce z następujących trzech rozmiarów: 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary	Szt./Op.
	6-1997	Mikromieszadła magnetyczne w zestawie	czerwony, niebieski, żółty	5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.	9 szt.

### Opis

Zestaw 9 kolorowych mikromieszadełek magnetycznych o różnych rozmiarach, w powłoce z PTFE. Kolory: czerwony, niebieski, żółty. Dostarczane w pojemnikach do przechowywania, dopasowanych kolorystycznie do mieszadełek. Każdy pojemnik zawiera po 1 sztuce z następujących trzech rozmiarów: 5 x 2 mm, 7 x 2 mm, 10 x 3 mm.