




## Mikromieszadła magnetyczne w zestawie

Mikromieszadła magnetyczne z teflonu w różnych kolorach.

**Pudełko zawiera łącznie 12 mieszadełek w 4 rozmiarach i 3 kolorach:** czerwonym, niebieskim i żółtym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	6-2030	Mikromieszadła mag., kolorowe	zestaw 12 szt.

### Opis

Mikromieszadła magnetyczne z teflonu w różnych kolorach.

**Pudełko zawiera łącznie 12 mieszadełek w 4 rozmiarach i 3 kolorach:** czerwonym, niebieskim i żółtym.

Rozmiary mieszadełek:

- 3 szt.: dł. 8 mm x śr. 1,5 mm,
- 3 szt.: dł. 5 mm x śr. 2,0 mm,
- 3 szt.: dł. 7 mm x śr. 2,0 mm,
- 3 szt.: dł. 10 mm x śr. 3,0 mm.