



Wirówki Minifuge™



Niedroga, wydajna mikrowirówka zajmująca niewiele miejsca. Idealna do przeprowadzania niewielkich analiz. Energia kinetyczna lekkiego, obracającego się rotora jest tak mała, że wirówka po zwolnieniu przełącznika zatrzymuje się w ciągu kilku sekund. Wyposażona w rotor na 6 probówek 1,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rotor	Obr./min
	3-1820	Wirówka Minifuge™	na 6 probówek o poj. 1,5 ml	6400 obr./min
	3-1821	Wirówka Minifuge™	na 2 paski po 8 probówek PCR o poj. 0,2 ml	6400 obr./min

Opis

Niedroga, wydajna mikrowirówka zajmująca niewiele miejsca. Idealna do przeprowadzania niewielkich analiz. Energia kinetyczna lekkiego, obracającego się rotora jest tak mała, że wirówka po zwolnieniu przełącznika zatrzymuje się w ciągu kilku sekund. Wyposażona w rotor na 6 probówek 1,5 ml.

Maks. prędkość obrotowa: 6400 obr./min – 2000 RZB (x g).

Funkcje start i stop w sekundach. Pokrywa z poliwęglanu.

Zasilanie: 230 V/50 Hz.

Pobór mocy: 10 W.

Gwarancja: 12 miesięcy.