




## Wirówka Mini Star

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Mała, kolorowa wirówka z 2 rotorami na próbki reakcyjne różnej wielkości. Czarny rotor jest przeznaczony na maks. 6 probówek o poj. od 1,5 do 2,0 ml lub 6 o poj. 0,5 ml i 0,2 ml. Natomiast zielony – do dwóch 8-miejscowych pasków PCR. Rotory można z łatwością wymieniać. Dolna część wirówki jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS, pokrywa z poliwęglanu. Urządzenie bardzo szybko osiąga najwyższą prędkość obrotową (ok. 5 do 8 sek.).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Obr./min
	D-6020	Wirówka Mini Star z 2 rotorami	7200 obr./min

### Opis

Mała, kolorowa wirówka z 2 rotorami na próbki reakcyjne różnej wielkości. Czarny rotor jest przeznaczony na maks. 6 probówek o poj. od 1,5 do 2,0 ml lub 6 o poj. 0,5 ml i 0,2 ml. Natomiast zielony – do dwóch 8-miejscowych pasków PCR. Rotory można z łatwością wymieniać. Dolna część wirówki jest wykonana z tworzywa sztucznego ABS, pokrywa z poliwęglanu. Urządzenie bardzo szybko osiąga najwyższą prędkość obrotową (ok. 5 do 8 sek.). Przy zamkniętej pokrywie rotor zatrzymuje się po ok. 10 sek., przy otwartej po ok. 3 sek.

**Rotor czarny:** probówki 6 x 1,5/2,0 ml, 6 x 0,5 ml i 6 x 0,2 ml.

**Rotor zielony:** paski 2 x 8 x 0,2 ml.

**Zasilanie:** 85 ~ 250 V/50 Hz.

**Maks. RCF:** 2350 g.

**Prędkość obrotowa:** 7200 obr./min.

**Gwarancja:** 12 miesięcy.