



## Miniwirówka IKA mini G



Miniwirówka IKA mini G z cyfrowym wyświetlaczem. Regulacja czasu działania od 1 do 99 min. Łatwo wymienny rotor. W zestawie standardowy wirnik na 8 próbek reakcyjnych 1,5/2,0 ml, wirnik na 4 paski próbek PCR (8 próbek 0,2 ml na pasek) oraz adaptory do próbek reakcyjnych 0,2/0,4/0,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4999	Miniwirówka IKA mini G	0003958000

### Opis

Miniwirówka IKA mini G z cyfrowym wyświetlaczem. Regulacja czasu działania od 1 do 99 min. Łatwo wymienny rotor. W zestawie standardowy wirnik na 8 próbek reakcyjnych 1,5/2,0 ml, wirnik na 4 paski próbek PCR (8 próbek 0,2 ml na pasek) oraz adaptory do próbek reakcyjnych 0,2/0,4/0,5 ml.

### Dane techniczne

Parametr	IKA mini G
Maks. prędkość obrotowa	6000 min <sup>-1</sup>
Maks. RCF	2000 x g
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	155 x 175 x 105 mm
Zasilanie sieciowe	230 V, 50/60 Hz
Gwarancja	24 miesiące