



Wirówki mikrolitrowe Pico 17 i Pico 21 - Heraeus




thermoscientific

Pico 17/21 to doskonałe mikrowirówki firmy Heraeus (obecnie Thermo Scientific) dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml. Dostępne są również tulejki redukcyjne do próbek 0,6/0,5 ml, 0,4/0,25 ml oraz 0,2 ml.

Maksymalna ilość obrotów Pico 17/21: 13300/14800 obrotów na minutę (13300/14800 min⁻¹) lub 17000/21100 x g.

Minimalna ilość obrotów: 300 obrotów na minutę (300 min⁻¹).

Czas wirowania: od 1 do 99 min. (bieg ciągły / Quick Run).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-3000	Heraeus Pico 17 (z 24-miejscowym rotorem)
	K-3001	Heraeus Pico 21 (z 24-miejscowym rotorem)
	K-3188	Heraeus Pico 21 (z 24- i 36-miejscowym rotorem)

Opis

Pico 17/21 to doskonałe mikrowirówki firmy Heraeus (obecnie Thermo Scientific) dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

Maksymalna ilość obrotów Pico 17/21: 13300/14800 obrotów na minutę (13300/14800 min⁻¹) lub 17000/21100 x g.

Minimalna ilość obrotów: 300 obrotów na minutę (300 min⁻¹).

Czas wirowania: od 1 do 99 min. (bieg ciągły / Quick Run).

Wymiary: 243 x 225 x 352 mm.

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.

W sprzedaży wirówki dostępne są z rotorem kątowym na 24 próbki (1,5/2,0 ml) lub z dwoma rotorami kątowymi 24- i 36-miejscowym (18 x 0,5 ml + 18 x 1,5/2,0 ml). Dostępne również tulejki redukcyjne do próbek 0,6/0,5 ml, 0,4/0,25 ml oraz 0,2 ml. W ofercie mamy również 2 rotory do próbek PCR.