



## Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą

Mieszadło KPG wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z gwintem i teflonową łopatką mieszającą.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do naczyń	KPG
	E-5023	Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą	50-250 ml	10 mm
	E-5024	Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą	500 ml	10 mm
	E-5025	Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą	1000 ml	10 mm
	E-5026	Mieszadło KPG z teflonową łopatką mieszającą	2000 ml	10 mm

### Opis

Mieszadło KPG wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3 z gwintem i teflonową łopatką mieszającą.