



## Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 Classic - Hettich



Mikro 200 to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml. **Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).**

**Maksymalna ilość obrotów:** 14000 obrotów na minutę (14000 min<sup>-1</sup>, przestawialne w 100 krokach) lub 18626 x g.

**Minimalna ilość obrotów:** 500 obrotów na minutę (500 min<sup>-1</sup>).

**Czas wirowania:** od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / bieg krótki).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie
	K-3017	Wirówka mikrolitrowa Mikro 200 Classic	bez rotora

### Opis

Mikro 200 to doskonała mikrowirówka niemieckiej firmy Hettich dla próbek o pojemności do 1,5/2,0 ml.

**Maksymalna ilość obrotów:** 14000 obrotów na minutę (14000 min<sup>-1</sup>, przestawialne w 100 krokach) lub 18626 x g.

**Minimalna ilość obrotów:** 500 obrotów na minutę (500 min<sup>-1</sup>).

**Czas wirowania:** od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / bieg krótki).

**Wymiary/Ciężar:** 275 x 260 x 347 mm / 11,5 kg.

**Maks. pojemność:** 48 ml (24 próbek x 2 ml).

**Zasilanie z sieci:** 220-240 V, 50/60 Hz.

**Dostawa nie obejmuje rotora (należy zamówić osobno).**