



Destylarka

Urządzenie do uzyskiwania wody destylowanej do celów laboratoryjnych. Proces otrzymywania wody następuje poprzez jej zagotowanie, z następnie skroplenie. Aby zapewnić jak najlepszą jakość destylatu należy czyścić urządzenie po każdym cyklu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wydajność
	B-1001	Destylarka	1 l/h

Opis

Urządzenie do uzyskiwania wody destylowanej do celów laboratoryjnych. Proces otrzymywania wody następuje poprzez jej zagotowanie, z następnie skroplenie. Aby zapewnić jak najlepszą jakość destylatu należy czyścić urządzenie po każdym cyklu.

Dane techniczne:

Pojemność: 4 l.

Pobór mocy: 580 W.

Wydajność: 1 l/h.

Zasilanie: 230 V / 50 Hz.

Ciężar: 3,8 kg.

Wymiary zew. (szer. x wys.): 200 x 360 mm.

Istnieje możliwość zakupienia filtrów zapasowych pod numerem [L-1225](#).