





Mały wymiennicz jonowy Destillo 2

Urządzenie do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Wymiennicz ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, z nabojami jednorazowego użytku.

Dostarczany wraz z nabojem dejonizującym, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1171	Mały wymiennicz jonowy
	2-1172	Nabój zapasowy jednorazowego użytku

Opis

Urządzenie do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Wymiennicz ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, z nabojami jednorazowego użytku.

Dostarczany wraz z nabojem dejonizującym, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym.

Dane techniczne:

Wydajność: 50 l/h.

Wydajność przy 1° dH: 320 l.

Wydajność przy 10° dH: 32 l.

Podłączenie wody nieoczyszczonej: 3/4".

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 115 x 115 x 515 mm.

Ciężar: 3 kg.