





## Mały wymiennicz jonowy Destillo 2

Urządzenie do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Wymiennicz ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, z nabojami jednorazowego użytku.

Dostarczany wraz z nabojem dejonizującym, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                               |
|---|---------|-------------------------------------|
|  | 2-1171  | Mały wymiennicz jonowy              |
|  | 2-1172  | Nabój zapasowy jednorazowego użytku |

### Opis

Urządzenie do dejonizacji niewielkich ilości wody, przydatne w każdym laboratorium. Wymiennicz ze złoża mieszanego w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego, z nabojami jednorazowego użytku.

Dostarczany wraz z nabojem dejonizującym, miernikiem przewodnictwa, węzami, mocowaniem ściennym i materiałem mocującym.

#### Dane techniczne:

**Wydajność:** 50 l/h.

**Wydajność przy 1° dH:** 320 l.

**Wydajność przy 10° dH:** 32 l.

**Podłączenie wody nieoczyszczonej:** 3/4".

**Wymiary (szer. x gł. x wys.):** 115 x 115 x 515 mm.

**Ciężar:** 3 kg.