



Maty antypoślizgowe do wytrząsarek Varioshake



Maty antypoślizgowe do wytrząsania z małą prędkością, np. płynów w szalkach Petriego itp. Do wytrząsarek Lauda Varioshake.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Nr producenta
	K-1630	Mata antypoślizgowa	200 x 200 mm	3949-A000041
	K-1608	Mata antypoślizgowa	300 x 300 mm	3951-A000042
	K-1609	Mata antypoślizgowa	420 x 420 mm	3965-A000043

Opis

Mata antypoślizgowa do wytrząsania z małą prędkością, np. płynów w szalkach Petriego itp. Dostępna w 3 wariantach. Mata K-1630 ma wymiary 200 x 200 mm i może być docinana do dowolnego kształtu i wymiarów. Liczba mat K-1630 mieszcząca się w różnych modelach wytrząsarek Varioshake:

- seria VS 8 – maks. 2 szt.,
- VS 15 O ([K-8655](#)), VS 15 B ([K-8665](#)) – maks. 4 szt.,
- VS 30 O ([K-8656](#)) – maks. 8 szt.,
- [inkubatory z wytrząsaniem Varioshake](#): VS 60 OI – maks. 4 szt., VS 45 OI – maks. 6 szt., VS 150 OI – maks. 8 szt.

Model K-1608 ma wymiary 300 x 300 mm i jest kompatybilny z wytrząsarkami Varioshake VS 8 OE ([K-8651](#)), VS 8 BE ([K-8661](#)), VS 8 O ([K-8654](#)), VS 8 B ([K-8664](#)).

Mata antypoślizgowa K-1609 ma wymiary 420 x 420 mm i pasuje do wytrząsarek VS 15 T ([K-8672](#)), VS 15 R ([K-8675](#)), VS 15 O ([K-8655](#)), VS 15 B ([K-8665](#)) oraz inkubatora z wytrząsaniem VS 60 I ([K-8683](#)).