




Papierki do oznaczeń jakościowych Chlortesmo - do wykrywania halogenków



Papierki do oznaczeń jakościowych Chlortesmo służą do szybkiego i pewnego wykrywania halogenków w stanie wolnym (chloru, bromu, jodu). W ich obecności **jasnożółty** pasek zmienia barwę na **niebieską**. Próg wykrywalności to **1 mg/l Cl₂**. Opakowanie zawiera 200 pasków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3720	Papierki do ozn. jakościowych Chlortesmo	żółty - niebieski	200 szt.

Opis

Papierki wskaźnikowe Chlortesmo służą do wykrywania wolnych **halogenków**: chloru, bromu i jodu. Chlortesmo jest szczególnie zalecany do oznaczeń jakościowych **chloru**. W obecności halogenków papierek testowy zmienia barwę **z jasnożółtej na niebieską**. Na efekt wykrywania halogenków może wpływać obecność wolnego HNO₂ (nie jonów azotynowych). Jednakże wpływ ten można zminimalizować poprzez dodanie roztworu kwasu amidosulfonowego.

Próg wykrywalności wynosi **1 mg/l Cl₂**.

Opakowanie zawiera 200 pasków o wymiarach 20 x 70 mm.