



Minisuszarka

Mała suszarka laboratoryjna z bezstopniową regulacją temperatury w zakresie 80-230°C. Grzanie od góry i od dołu z możliwością oddzielnego wyboru, funkcja powietrza obiegowego, osobna funkcja rozmrażania. Zegar sterujący z sygnałem dźwiękowym, czas pracy 60 min. lub praca ciągła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wat
	7-7920	Minisuszarka, zakres temperatur: 80-230°C	1050

Opis

Mała suszarka laboratoryjna z bezstopniową regulacją temperatury w zakresie 80-230°C. Grzanie od góry i od dołu z możliwością oddzielnego wyboru, funkcja powietrza obiegowego, osobna funkcja rozmrażania. Zegar sterujący z sygnałem dźwiękowym, czas pracy 60 min. lub praca ciągła. Z podwójnie oszklonymi drzwiczkami, komorą podgrzewającą z powłoką zapobiegającą przywieraniu, ochroną przed przegrzaniem, oświetleniem wewnętrznym oraz lampką kontrolną. Wyposażona w elementy grzewcze ze stali szlachetnej o krótkim czasie nagrzewania.

Pojemność: 18 l, dla naczyń o śr. do 25 cm.

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

zewewnętrzne: 43 x 33,5 x 28 cm.

wewnętrzne: 29 x 27,2 x 19,7 cm.

Zasilanie: 230 V, 1050 W.

Ciężar: 7,4 kg.