



Lampa na podczerwień

SANITAS

Lampa stołowa przeznaczona do naświetlania lub delikatnego suszenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem promieniowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	2-1159	Lampa na podczerwień

Opis

Lampa stołowa przeznaczona do naświetlania lub delikatnego suszenia. Charakteryzuje się szerokim zakresem promieniowania.

Zasilanie: 220 V.

Moc: 100 W.

Posiada znak GS i VDE.