



## Łaźnia wodna

FOR MY LAB  
**neoLab**<sup>®</sup>

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Moc grzania
	E-4085	Łaźnia wodna z wanną z PC	2,2 l	500 W
	E-4086	Łaźnia wodna z wanną z PC	3,5 l	600 W
	E-4087	Łaźnia wodna z wanną z PC	4,3 l	750 W
	E-4088	Łaźnia wodna z wanną z PC	6,5 l	1000 W
	E-4089	Łaźnia wodna z wanną z PC	8,5 l	1000 W
	E-4090	Łaźnia wodna z wanną z PC	11,0 l	1200 W
	E-4091	Łaźnia wodna z wanną z PC	12,5 l	1500 W
	E-4092	Łaźnia wodna z wanną z PC	30,0 l	2000 W

### Opis

Łaźnia wodna z wanną poliwęglanową. Urządzenie proste w obsłudze i czyszczeniu. Wyposażona w termostat bezpieczeństwa, który przy braku wody lub przegrzaniu automatycznie wyłącza urządzenie.

**Zakres temperatur:** od 5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C.

**Dokładność:** ok.  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ .

**Odporność temperaturowa:** do 120°C.

**Zasilanie:** 220 V / 50 Hz.

**Zakres dostawy:** termostat do zawieszania wraz z kablem przyłączeniowym i wtyczką, wbudowany termostat bezpieczeństwa, przezroczysta wanna z poliwęglanu, wkład do umieszczenia na dnie, do bezpośredniego ustawiania naczyń i statywów.

**Pokrywy oraz pływaki do łaźni wodnych należy zamawiać osobno.**