



Papier wagowy MN 226 w arkuszach



Papier wagowy MN 226 stanowi doskonały substytut łożeczek wagowych. Gładka powierzchnia papieru gwarantuje, że ważone próbki mogą być przeniesione bez strat. Opakowanie zawiera 100 arkuszy o wymiarach 90 x 115 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	M-4560	Papier wagowy MN 226	90 x 115 mm	100 szt.

Opis

Transparentny, obustronnie gładki papier wagowy MN 226 może być stosowany jako zamiennik łożeczek wagowych lub naczynek wagowych. Wyjątkowo gładka powierzchnia papierków gwarantuje przeniesienie ważonych próbek lub odczynników bez strat.

Arkuszy ma grubość 0,03 mm i gramaturę 40 g/m². Opakowanie zawiera 100 arkuszy o wymiarach 90 x 115 mm.