




Papier wagowy MN 40/25



Papier wagowy MN 40/25 łatwo się kruszy (nie jest wzmacniany na mokro). Jest to papier pergaminowy, stosowany do odważania substancji o konsystencji syropu lub materiałów o strukturze semikrystalicznej. Opakowanie zawiera 1000 arkuszy o wym. 100 x 100 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	M-4561	Papier wagowy MN 40/25 - pergaminowy	100 x 100 mm	1000 szt.

Opis

Pergaminowy papier wagowy MN 40/25 jest kruchy, ponieważ nie jest wzmacniany na mokro. Stosowany między innymi w przemyśle cukrowniczym. Sprawdza się do odważania substancji o konsystencji syropu lub próbek o strukturze semikrystalicznej. Ma gładką powierzchnię. Grubość arkusza to **0,02 mm**. Gramatura: **25 g/m²**. Opakowanie zawiera 1000 arkuszy o wym. 10 x 10 cm.