



## Szalki Petriego ze znacznikiem z PS - śr. 90 mm

DESIGN, INJECTION & TOOLING  
**NOEX**<sup>®</sup>

Jednorazowe szalki Petriego o śr. 90 mm wykonane z polistyrenu (PS). Z matowym znacznikiem na dnie. Wysokość płytek wynosi 14,2 mm. Szalki wyposażone są w 3 żebra wentylacyjne. Dostępne w wersji sterylnej lub aseptycznej. Dodatkowo szalki występują w wersji z 1 lub 2 komorami (sekcjami). Opakowanie zawiera 600 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Wysokość	Liczba komór	Stopień czystości	Żebra went.	Szt./Op.
	P-1101	Szalki Petriego z PS ze znacznikiem	90 mm	14,2 mm	1	aseptyczne	3	600 szt.
	P-1102	Szalki Petriego z PS ze znacznikiem	90 mm	14,2 mm	1	sterylne	3	600 szt.
	P-1103	Szalki Petriego z PS ze znacznikiem	90 mm	14,2 mm	2	aseptyczne	3	600 szt.
	P-1104	Szalki Petriego z PS ze znacznikiem	90 mm	14,2 mm	2	sterylne	3	600 szt.

### Opis

Szalki Petriego ze znacznikiem mają śr. 90 mm i wys. 14,2 mm. Wykonane z polistyrenu (PS) najwyższej jakości. Dzięki temu charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, jak również wysoką przezroczystością. Na dnie szalek znajduje się znacznik - matowe pole, które może być przydatne w wielu eksperymentach mikrobiologicznych.

Wszystkie modele szalek Petriego ze znacznikiem posiadają 3 żebra wentylacyjne, które zapewniają ciągłą wymianę gazową. Dostępne w wersji sterylnej (sterylizowane radiacyjnie - promieniowaniem  $\gamma$ ) lub aseptycznej (wolne od mikroorganizmów). Szalki pakowane są w rękawy foliowe po 25 szt. Oferowane w opakowaniu zbiorczym zawierającym 600 szt. (24 x 25 szt.).

Dostępne są 2 modele różniące się liczbą komór. Szalki P-1101 oraz P-1102 mają 1 komorę, natomiast płytki Petriego P-1103 oraz P-1104 mają 2 sekcje.

Oferujemy również inne modele szalek Petriego:

- standardowe szalki Petriego o różnych średnicach: [55 mm](#), [90 mm](#), [120 mm](#), [140 mm](#),
- [szalki Petriego kontaktowe typu RODAC](#),
- [szalki STABLE](#),
- [kwadratowe szalki Petriego](#).