



Pojemniki z PP na próbki - poj. 60 ml

DESIGN, INJECTION & TOOLING
NOEX[®]

Wysokiej jakości pojemniki na próbki o poj. 60 ml wykonane z polipropylenu. Dostępne w wersji aseptycznej i sterylnej. Bez pola opisowego i skali. Dostępne w opakowaniach po 400 szt. lub 200 szt. w przypadku pojemników sterylnych, pakowanych indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	P-1211	Pojemniki z PP z zakrętką	60 ml	35 x 69,3 mm	niesterylne	worek	400 szt.
	P-1212	Pojemniki z PP z zakrętką	60 ml	35 x 69,3 mm	niesterylne	worek	400 szt.
	P-1213	Pojemniki z PP z zakrętką	60 ml	35 x 69,3 mm	sterylne	worek	400 szt.
	P-1214	Pojemniki z PP z zakrętką	60 ml	35 x 69,3 mm	sterylne	pak. ind.	200 szt.

Opis

Wysokiej jakości pojemniki na próbki o poj. 60 ml wykonane z polipropylenu. Dostarczane w komplecie z czerwoną zakrętką. Dostępne w wersji niesterylnej (**aseptycznej - wolne od mikroorganizmów**) i sterylnej (**sterylizowane radiacyjnie**). Pojemniki P-1211-P-1213 pakowane są po **400 szt.** W przypadku P-1211 zakrętki nie są nakręcone. Pozostałe modele dostarczane są z zakręconą nakrętką. Pojemniki **P-1214** są **pakowane indywidualnie** i dostarczane w opakowaniu zbiorczym zawierającym **200 szt.**

Pojemniki mają wysokość 69,3 mm (bez zakrętki). Średnica pojemniczka przy podstawie wynosi 35 mm, natomiast średnica zakrętki to 38,8 mm.

Polipropylenowe pojemniki na próbki umożliwiają bezpieczne przechowywanie i transport próbek, w tym materiału biologicznego. Można je szybko i wygodnie zamknąć. Są produkowane z materiałów najwyższej jakości, z wyjątkową starannością. Dzięki temu są wytrzymałe, mają powtarzalne wymiary. Gwarantują szczelność i chronią próbki przed kontaminacją lub rozlaniem.