


Płyta grzejna ZF6 do suszenia preparatów mikroskopowych

Płyta grzejna o mocy 100 W, która znajdzie swoje zastosowanie w każdym laboratorium pracującym w dziedzinach biologii, cytologii, histologii, itp. Idealnie nadaje się do suszenia preparatów mikroskopowych. Czytelny wyświetlacz LCD. Kontrastowa do próbek, czarna płyta z równomiernie rozprowadzonym ciepłem pomieści 23 szkiełka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pow. płyty	Maks. temp.	Moc
	L-0220	Płyta grzejna ZF6 do suszenia preparatów mikroskopowych	26 x 18 cm	70 °C ± 3 °C	5-100 W

Opis

Płyta grzejna o mocy 100 W, która znajdzie swoje zastosowanie w każdym laboratorium pracującym w dziedzinach biologii, cytologii, histologii, itp. Idealnie nadaje się do suszenia preparatów mikroskopowych. Czytelny wyświetlacz LCD. Kontrastowa do próbek, czarna płyta z równomiernie rozprowadzonym ciepłem pomieści 23 szkiełka.

Moc: 5 - 100 W.

Powierzchnia grzewcza: 26 x 18 cm.

Temp. max.: 70 ± 3 °C.