

Pincety ze stali nierdzewnej - z ząbkami 1:2



Pincety wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w ząbki 1:2, które ułatwiają chwytanie, np. tkanek. Dostępne modele o 4 długościach: 115 mm, 130 mm, 145 mm oraz 160 mm. Doskonałe do zastosowań w weterynarii i medycynie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Długość
	U-0090	Pinceta ze stali nierdzewnej	z ząbkami 1:2	115 mm
	U-0091	Pinceta ze stali nierdzewnej	z ząbkami 1:2	130 mm
	U-0092	Pinceta ze stali nierdzewnej	z ząbkami 1:2	145 mm
	U-0093	Pinceta ze stali nierdzewnej	z ząbkami 1:2	160 mm

Opis

Pincety niemieckiej firmy Bochem wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporne na korozję. Na zakończeniu jednego ramienia znajdują się ząbki, które odpowiadają wgłębieniom znajdującym się w drugim ramieniu pincety. Umożliwia to precyzyjną pracę i mocny, pewny chwyt, nawet w przypadku śliskich próbek, np. tkanek. Żłobienia na zewnętrznej części pincety poprawiają chwytność i zmniejszają prawdopodobieństwo wyslizgnięcia się narzędzia z ręki operatora. Dostępne modele o długości 115 mm, 130 mm, 145 mm oraz 160 mm.