



## Pinceta ze stali szlach. 18/10 o końcach ostrych/wygiętych



Pincety firmy Bochem wykonane ze stali szlachetnej 18/10. Dzięki zagiętym, ostrym końcom doskonałe do precyzyjnych prac. Żłobienia na końcach gwarantują pewny chwyt. Dostępne pincety o dł. od 105 mm do 200 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Długość
	U-0050	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	105 mm
	U-0051	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	115 mm
	U-0052	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	130 mm
	U-0053	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	145 mm
	U-0054	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	160 mm
	U-0055	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	ostra	200 mm
	U-0061	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej - wyoblona	ostra	115 mm
	U-0062	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej - wyoblona	ostra	130 mm
	U-0063	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej - wyoblona	ostra	145 mm
	U-0064	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej - wyoblona	ostra	160 mm
	U-0065	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej - wyoblona	ostra	200 mm

### Opis

Pincety firmy Bochem zostały wykonane ze stali szlachetnej 18/10 wysokiej jakości. Charakteryzują się cienkimi, zagiętymi końcami. Na zakończeniach ramion pincety posiadają rowki, które ułatwiają chwytanie i przytrzymanie próbki. Dodatkowe żłobienia są obecne również na bokach pincety, dzięki czemu narzędzie nie wyślizguje się z ręki użytkownika. Doskonałe do precyzyjnych prac. Modele U-0050-U-0055 mają końce ostre/wygięte. Dostępne są w aż 6 długościach: 105, 115, 130, 145,

160 oraz 200 mm. Pincety U-0061 - U-0065 również posiadają końce ostre/wygięte, jednak ich kształt jest wyoblony. Dostępne są w 5 długościach: 115, 135, 145, 160 oraz 200 mm.