



Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła Duran - wysokich



Zestaw zlewek wysokich - 7 sztuk. Różne pojemności. Oryginalny DURAN[®].

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Szt./Op. |
|-----------|---------|---|---|----------|
| | E-2027 | Zestaw zlewek laboratoryjnych ze szkła Duran - wysokich | 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml i 1000 ml | 7 szt. |

Opis

Zestaw zlewek wysokich - 7 sztuk. Różne pojemności. Oryginalny DURAN[®].