



## Sterylicator termiczny 1,6 l

Sterylicator termiczny o pojemności 1,6 l przeznaczony do sterylizacji metalowych przedmiotów.

- temperatura sterylizacji od 210°C,
- czas sterylizacji ok. 30 min.,
- możliwość regulacji temperatury od 20 do 250°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-3525	Sterylicator termiczny - 1,6 l

### Opis

Sterylicator termiczny o pojemności 1,6 l przeznaczony do sterylizacji metalowych przedmiotów.

- temperatura sterylizacji od 210°C,
- czas sterylizacji ok. 30 min.,
- 220/240 V, 400 CE,
- wymiary wewnętrzne: 70 x 145 x 150 mm,
- wymiary zewnętrzne: 23 x 41 x 21,
- możliwość regulacji temperatury od 20 do 250°C,
- zegar sterujący.