



## Wytrząsarka do probówek Multi Reax



Multi Reax to urządzenie o ruchu kołowo-wibracyjnym, z ochroną przed przegrzaniem i cyfrowym wyświetlaczem obrotów.

Model uniwersalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1756	Wytrząsarka Multi Reax

### Opis

# Wytrząsarka do probówek Multi Reax

### Wytrząsarka do probówek – charakterystyka

Multi Reax to urządzenie o ruchu kołowo-wibracyjnym, z ochroną przed przegrzaniem i cyfrowym wyświetlaczem obrotów. 3-milimetrowy zakres ruchu zapewnia doskonałe rezultaty w wytrząsaniu zwłaszcza dużych i stałych próbek. Cyfrowy zegar umożliwia pracę bez nadzoru w zakresie od 1 do 999 minut. Po upływie ustawionego czasu rozlega się sygnał dźwiękowy i operacja zostaje zatrzymana.

Dostawa obejmuje standardowo pojemnik na 26 naczyń o śr. do 16 mm, maks. dł. 160 mm oraz pojemnik na 12 naczyń, śr. do 32 mm, maks. dł. 120 mm.

### Wytrząsarka do probówek – parametry techniczne

Parametr	Multi Reax
<b>Częstotliwość wytrząsania</b>	150-2000 obr./min
<b>Ruch</b>	kołowy, wibracyjny
<b>Zakres ruchu</b>	3 mm
<b>Moc</b>	50 W

Parametr	Multi Reax
Timer	tak
Tryby pracy	timer / ciągły
Warunki pracy	+5-31°C przy 80% wilg. względnej 32-40°C przy maks. 50% wilg. względnej
Ochrona przed przegrzaniem	tak
Stopień ochrony	IP 30
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	270 x 172 x 410 mm
Maks. obciążenie	1,5 kg
Ciężar	9,8 kg
Zasilanie	220 V, 50 Hz