

**Akcesoria do wytrząsarek Heidolph 2010, 2020, 2040**



Akcesoria pasujące do wytrząsarek: Unimax 2010 Heidolph, Promax 2020 Heidolph i Polymax 2040 Heidolph.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	K-1768	Statyw podstawowy dla rolek napinających
	K-1769	Rolka napinająca do statywu podstawowego
	K-1770	Uniwersalna platforma 2000 do wytrząsania kolb Erlenmeyera
	K-1771	Zacisk sprężynowy do kolb 25 ml (maks. 36)
	K-1772	Zacisk sprężynowy do kolb 50 ml (maks. 36)
	K-1773	Zacisk sprężynowy do kolb 100 ml (maks. 23)
	K-1774	Zacisk sprężynowy do kolb 250 ml (maks. 12)
	K-1775	Zacisk sprężynowy do kolb 500 ml (maks. 9)
	K-1776	Zacisk sprężynowy do kolb 1000 ml (maks. 5)
	K-1777	Zacisk sprężynowy do kolb 2000 ml (maks. 3)

**Opis**

Akcesoria pasujące do wytrząsarek: Unimax 2010 Heidolph, Promax 2020 Heidolph i Polymax 2040 Heidolph.